

GMFCS
Level III-V

kg
max. 16,5



61-105 cm

43 cm

61 cm

360°

34,5°-74,5°



ECE R129/03
ZERTIFIZIERT

i-size
universal
ISOFIX

Ich bin deine sichere Begleiterin für unterwegs.

Und die beste Gefährtin für entspannte Reisen.

Mit meinem ergonomischen Sitz kannst du auch bei langen Fahrten ganz bequem sitzen oder liegen.

Zusätzlich sorgt meine einzigartige EPP-Schalenstruktur für einen verbesserten Aufprallschutz.

In Kombination mit dem Side Impact Buddy, der bis zu 40 % der Energie aus einem Aufprall absorbiert, bist du optimal geschützt. Damit wir möglichst lange gemeinsame Autoreisen erleben können, kannst du mich entgegen der Fahrtrichtung oder in Fahrtrichtung einbauen. Dabei ist meine Installation auf dem Rücksitz dank der Isofix-Funktion ein Kinderspiel! Deine Eltern freuen sich garantiert über meine 360-Grad-Drehung! Damit können sie mich ganz einfach drehen, wenn sie dich rein- oder rausheben.





Die EPP-Schalenstruktur
des Sitzes bietet einen
verbesserten Aufprallschutz.

Thoraxpelotten
sind in der Breite anpassbar.

Isofix-Halterung
für eine Nutzung in
beide Fahrtrichtungen.

360° Rotation
für komfortables
Hineinsetzen & Herausheben.

Kopfstütze
kann in der Höhe verändert werden.

Mit dem 5-Punkt-Gurt
bleibt dein Kind sicher an seinem Platz.

Abduktionskeil
ermöglicht einen optimalen Halt.

Verstellbarer Neigungswinkel
für 4 verschiedene Sitz- und Liegepositionen.

Fußbank
zur Entlastung der Beine,
des Rückens und des Nackens.

Höhenverstellung der Fußbank
so wächst der Autositz problemlos mit.

**Mit Blick
entgegen der
Fahrtrichtung.**

**Mit Blick in
Fahrtrichtung.**

**Komfortables
Ein- und
Aussteigen.**

**0 bis
16,5 kg**



**9 bis
16,5 kg**





Thoraxpelotten
sind anpassbar.

Daten	marie integral.
Empf. Körpergröße	61-105 cm
Länge	76 cm
Breite	43 cm
Höhe	61 cm
Sitzhöhe	12,5 cm (tiefster Punkt zur horizontalen Ebene im Sitz)
Sitztiefe	28 cm
Sitzbreite	28 cm
Armlehnenhöhe	34 cm
Rückenhöhe	Max. 41 cm
Rückenlehnenwinkel	Rückwärtsgerichtet: 34,5°-49,5°; Vorwärtsgerichtet: 59,5°- 74,5° gemessen zu horizontaler Ebene.
Kopfstützenhöhe	19 cm
Höhe Fußstütze / Fußbank	-2 cm bis + 16 cm zur horizontalen Fläche
Gewicht	15,6 kg
Max. Belastbarkeit	16,5 kg
Befestigung der Sicherung	5-Punkt-Gurt
HMV-Nr.	26.11.06.0035



Optionaler Abduktionskeil
dient zur besseren
Positionierung der Beine.



Weitere Infos zum Zubehör
findest du in der Preisliste.



Scanne diesen QR-Code
und schau dir direkt auf
unserer Homepage Videos
zum Produkt an.

