

GMFCS
Level IV-V

kg
max. 84



71–165 cm

0° – 90°



Ich bin dein vielseitiger Stehtrainer!

Denn ich vereine viele Funktionen in einem Hilfsmittel: Mit mir erhältst du Unterstützung von vorne, von hinten oder ganz so, wie du es brauchst: Das macht mich zu deinem universellen Begleiter in allen Lebenslagen.

Begegne deinen Freunden während des Stehtrainings auf Augenhöhe und genieße das gemeinsame Spielen – ich halte dich!





rifton stander. supine

Schiebebügel für Begleitpersonen
mit Kippauslöser.

Armauflage
zur Positionierung der Arme.

Hauptsäule
per Gasdruckfeder im Winkel verstellbar.

Kniepelotten
mit Patella-Aussparung.


8" Reifen
feststellbar.

Kopfstütze
tiefenverstellbar.

Thoraxpelotten
abklappbar für einfachen Transfer.


Beckengurt
gibt die nötige Sicherheit.

Fußstützen
unabhängig schwenk- und neigbar und
mit magnetischem Schnellverschluss.



Variable Einstellmöglichkeiten

Beine können individuell in Länge, Hüft- und Kniewinkel eingestellt werden.



Abklappbare Thoraxpelotten

bieten aufrechten, stabilen Halt und ermöglichen einfachen Transfer.



Rahmenfarbe
Gr. 1



Rot (RED)

Rahmenfarbe
Gr. 2+3



Blau (BLU)



Daten	Gr. 1	Gr. 2	Gr. 3
Länge gesamt	81,5 cm	99 cm	109 cm
Breite gesamt	53,5 cm	68,5 cm	73,5 cm
Höhe der horizontalen Körperstütze über dem Boden	56 - 71 cm	56 - 91,5 cm	60 - 96,5 cm
Höhe Fußstütze bis Knie	15 - 28 cm	25,5 - 38 cm	31 - 48 cm
Höhe Knie bis Hüfte	15 - 25,5 cm	20,5 - 33 cm	30,5 - 44 cm
Fußstütze bis zur Oberkante der Kopfstütze	78,5 - 109 cm	104 - 139,5 cm	124,5 - 169 cm
Breite zwischen den Rumpfseitenteilen	12,5 - 25,5 cm	18 - 28 cm	23 - 35,5 cm
Breite zwischen den medialen / lateralen Oberschenkelauflagen	5 - 10 cm	7,5 - 12,5 cm	10 - 14 cm
Gewicht des Grundmodells	23,5 kg	35,5 kg	52 kg
Körpergröße	71 - 106 cm	96 - 134 cm	122 - 165 cm
max. Belastung	34 kg	45 kg	84 kg

neu

Die Abduktion, die bei jedem Bein bis zu 30° möglich ist, fördert die gesunde Entwicklung der Hüfte.



Weitere Infos zu Zubehör und Begutungen findest du in der Preisliste.



Scanne diesen QR-Code und schau dir direkt auf unserer Homepage Videos zum Produkt an.

