

GMFCS  
Level III-V

kg  
max. 45



100-150 cm

43-51 cm



### Ich bin dein cooler Autositz bis ins Teenageralter.

Und ich bin dein Begleiter für spannende Fahrten und helfe dir zu mehr Selbstständigkeit. Meine Bedienung ist nämlich einfach und intuitiv, damit du schnell und einfach lernen kannst, dich ohne Hilfe anzuschnallen. Das stärkt nicht nur für mehr Selbstvertrauen, sondern verhindert bei dir auch die unentspannten Anschnallversuche deiner Eltern! Meine einzigartige EPP-Schalenstruktur sorgt für einen verbesserten Aufprallschutz. In Kombination mit dem Side Impact Buddy, der bis zu 40 % der Energie aus einem Aufprall absorbiert, bist du auf deinen Reisen optimal geschützt.

NEU:  
jetzt mit  
HMV-Nr.



Variante mit  
Beckengurt mit  
Beckenführungs-  
pelotte.



Variante mit  
5-Punkt-Gurt.



Variante mit  
5-Punkt-Gurt mit  
Armauflage &  
Abduktionskeil.







# charlie integral.





| Daten                                          | charlie integral.                                     |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Empf. Körpergröße                              | 100 – 150 cm                                          |
| Länge                                          | 48 cm                                                 |
| Breite                                         | 43 – 51 cm                                            |
| Höhe                                           | 59 – 79 cm                                            |
| Sitzhöhe                                       | 11 cm (tiefster Punkt zur horizontalen Ebene im Sitz) |
| Sitztiefe                                      | 27 – 32 cm (kurze / lange Sitzfläche)                 |
| Sitzbreite                                     | 30 – 37 cm (Rückenseite / vorne)                      |
| Scheitelhöhe                                   | 51 – 71 cm                                            |
| Kopfstützenhöhe                                | 20 cm                                                 |
| Unterschenkel­länge<br>bei Nutzung der Fußbank | 21 – 42 cm                                            |
| Gewicht                                        | 8 kg                                                  |
| Max. Belastbarkeit                             | 45 kg                                                 |
| HMV-Nr.                                        | 26.11.06.0036                                         |

**Optionale Fußbank**  
ist ergonomisch geformt und  
höhenverstellbar.



Weitere Infos zum Zubehör  
findest du in der Preisliste.



Scanne diesen QR-Code  
und schau dir direkt auf un-  
serer Homepage Videos zum  
Produkt an.

