

GMFCS
Level II-III

kg
max. 60



65-140 cm

bis 10°



Ich bin dein dynamischer Stehtrainer.

Mit mir kannst du spielend leicht deine Bewegungsvielfalt ausleben. Denn ich neige mich in meiner dynamischen Variante mit dir mit! Und damit unser gemeinsames Stehtraining besonders effektiv ist und zeitgleich viel Spaß macht, gibt es mich mit **stixi.** App. Dort kannst du nicht nur deinen Therapiefortschritt dokumentieren, sondern auch ein cooles Bewegungsspiel nutzen. So verlängerst du spielerisch deine Stehzeiten. Du magst es lieber klassisch? Kein Problem, mich gibt's auch als starre Variante. Du hast die Wahl!

neu



**Individuelle Einstellbarkeit
des Widerstands**
(von 1 – 4) jeder Seite über
vier Polymere.



stixi. – die neue geniale App
mit interaktivem
Spiel und Stehtagebuch.



**Halterung
für Unterstützte Kommunikation
oder für stixi. App**

Beckenpelotte

Flexible Knie-Positionierer (FKP.)
sind einzeln dreidimensional
verstellbar. In der Länge einstellbare
Anlagebänder passen sich optimal
an die Form des Knies an.

Stützrollen (75 mm)
mit Feststeller.

Armauflagen

Therapeutisch
bietet viel Platz für Aktivitäten.

Mittelsäule inkl. Knaufpolster

Integrierte Profilschienen
zur Aufnahme von Fersenkanten.

**Dynamische
Winkelverstellung der Mittelsäule**
bis 10° in alle Richtungen.

**Schiefergraue Weste
mit manni. Stick**

ist in Größe und Höhe einstellbar
und unterstützt die sensorische
Wahrnehmung.

**Knaufpolster zur Abdeckung
des Drehgriffs**





**Verschiedene Möglichkeiten
der Fußpositionierung
lassen unterschiedliche
therapeutische Ziele zu.**



Daten	Gr. 0 (mini)	Gr. 1	Gr. 2
Körpergröße	65 cm - 95 cm	85 cm - 115 cm	105 cm - 140 cm
Sternumhöhe	42 cm - 62 cm	58 cm - 86 cm	76 cm - 100 cm
Tischhöhe von der Bodenplatte	48 cm - 72 cm	63 cm - 100 cm	80 cm - 115 cm
Länge gesamt	80 cm	88 cm	98 cm
Breite gesamt	50 cm	60 cm	70 cm
max. Belastung	20 kg	40 kg	60 kg
Gewicht mit dynamischer Mittelsäule	16 kg	19 kg	22 kg
Gewicht mit fester Mittelsäule	13 kg	15 kg	18 kg
HMV-Nr.	in Beantragung		



Scanne diesen QR-Code
und schau dir direkt auf
unserer Homepage Videos
zum Produkt an.

