

GMFCS
Level III-V

Ich bin dein dynamischer Gehtrainer.

Du möchtest laufen, rennen oder sogar toben? Mit meinen kleinsten Größen unterstütze ich dich von Anfang an und ich freue mich schon richtig doll auf deine ersten Schritte. Ganz sicher findest du in mir dabei Halt.

Wenn du größer und mutiger wirst und am liebsten die Welt erkunden möchtest, dann hilft dir ab Größe 1 mein Multi-Positionierungs-Sattel. Dieser übernimmt einen Teil deines Körpergewichts und kann dein Becken in fünf Richtungen so fein positionieren, wie du es brauchst.

Du kannst mich vor dir herschieben oder hinter dir herziehen. In jedem Fall behältst du mit meiner großen Unterstützungsfläche immer eine aufrechte Körperhaltung. Mein optionaler dynamischer Oberrahmen unterstützt dich bei der Gewichtsübernahme und -verlagerung, die für ein ergonomisches Gangbild nötig sind. Gut zu wissen: Alle Änderungen und Anpassungen können an mir ohne Werkzeug vorgenommen werden.





Mein Multi-Positionierungs-Sattel (MPS) wird dich begeistern:

Mit ihm kann deine Beckenposition so schnell und fein in unterschiedliche Richtungen eingestellt werden, dass Aufrichtung, Schrittlänge und Gewichtsübernahme an dich angepasst werden können. Mit der richtigen Einstellung der Satteltiefe wird zum Beispiel dein Becken in eine optimale Position in Bezug zum Oberkörper gebracht. Mithilfe des Sattelwinkels wird dein Becken in eine Vor- oder Rücklage gebracht. Die Hüftanlage lässt sich in Höhe und Tiefe verändern, damit deine Hüfte den notwendigen Halt bekommt. Und mit der Sattelhöhe erfolgt eine Feineinstellung der Beckenposition, sodass du selbst bestimmen kannst, wie viel von deinem Körpergewicht der MPS übernehmen soll. Toll, oder?



Es muss nicht immer die Vollausstattung sein. Mit meiner Brustanlage in Kombination mit Handgriffen und dem Multi-Positionierungs-Sattel (MPS) biete ich dir bereits viele Möglichkeiten bei der Positionierung.



gepolsterte Unterarmauflagen

übernehmen einen Teil
des Körpergewichts.

dynamischer Oberrahmen

unterstützt das Gangbild und lässt
eine vertikale Bewegung von 8 cm
und eine horizontale Bewegung
von 5 cm während des Gehens zu.

Multi-Positionierungs-Sattel

passt sich schnell an die
Beckenposition an.

Mittelsäule

kann dank Gasdruckfeder in der Höhe
verändert werden und unterstützt bei
der Aufrichtung in den Stand.

Leichte und stabile Bauweise

vermittelt Sicherheit.

Richtungsfeststeller

unterstützen das
Geradeausgehen.

Laufrollen

mit Schleifbremse, Rücklaufstopp,
Feststellbremse und Richtungsfeststeller.

Distanzmesser

zeichnet den
Therapiefortschritt auf.

**Modulares
System****Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten:**

Oberrahmen in den Größen 2 und 3 lassen
sich dem Standard-Untergestell entnehmen
und auf das Kombi-Untergestell montieren.

Multifunktionale Rumpfstütze

Je nachdem wie viel Unterstützung du
benötigst, kann sie in der Tiefe,
Höhe und im Winkel an
dich angepasst werden.



Rahmenfarbe
Gr. 0 mini



Limettengrün

Rahmenfarben
Gr. 1



Weiß



Limettengrün

Rahmenfarben
Gr. 2



Weiß



Rot

Rahmenfarben
Gr. 3



Blau



Schwarz

Rahmenfarbe
Gr. 4



Schwarz



Dank der Mittelsäule mit Gasdruckfeder kann ich schnell in der Höhe angepasst werden, was einen großen Vorteil bringt: Der Transfer vom Sitz in den Stand wird damit superleicht!

Daten		Gr. 0 mini	Gr. 1	Gr. 2	Gr. 3	Gr. 4
empfohlene Ellbogenhöhe		39 – 52 cm	47 – 70 cm	61 – 89 cm	81 – 119 cm	86 – 124 cm
Breite gesamt	Standard-Untergestell	52 cm	58 cm	66 cm	71 cm	80 cm
	Kombi-Untergestell	-	-	76 cm	81 cm	-
Länge gesamt	Standard-Untergestell	57 cm	66 cm	76 cm	91 cm	101 cm
	Kombi-Untergestell	-	-	91 cm	103 cm	-
Rahmenhöhe	Standard- / Kombi-Untergestell	32 cm	41 – 53 cm	55 – 69 cm	72 – 98 cm	79 – 104 cm
Höhe Untergestell (ohne Oberrahmen)	Standard- / Kombi-Untergestell	-	28 cm	37 cm	41 cm	47 cm
Gewicht	Standard-Untergestell	4,6 kg	5,2 kg	6,8 kg	7 kg	10,2 kg
	Kombi-Untergestell	-	-	8,4 kg	8,7 kg	-
	Standard-Oberrahmen	-	2,7 kg	3,4 kg	4,4 kg	4,9 kg
	Dynamischer Oberrahmen	-	3,4 kg	5,2 kg	6,1 kg	6,8 kg
Bewegung des dynamischen Oberrahmens	Vertikal	-	3,5 cm	8 cm		
	Horizontal	-	4 cm	5 cm		
max. Belastung		23 kg	34 kg	68 kg	91 kg	113 kg
HMV-Nr.		10.46.02.3005 (Gr. 0 mini) 10.46.02.3044 (mit Standard-Untergestell) 10.46.02.3046 (mit Kombi-Untergestell)				



Weitere Infos zum Zubehör findest du in der Preisliste.



Scanne diesen QR-Code und schau dir direkt auf unserer Homepage Videos zum Produkt an.

