

Ablagekorb
bietet Platz für Spielsachen
oder Getränke.

Aluminiumrahmen
lässt sich schnell
zusammenklappen.

EVA-Hinterräder
mit Trommelbremse.

Feststellbremse
für einen sicheren Stand.

optionaler Rücklaufstopp
verhindert unbeabsichtigtes Zurückrollen.

Bereifung
spezielle Dimension für den
Outdoorbereich.

Ich bin deine Outdoor-Posterior-Laufhilfe.

Genau wie mein Bruder bin ich immer dabei, wenn du richtig Meter machen möchtest und biete dir dafür die bestmögliche Unterstützung. Dank meines Outdoor-Outfits fühle ich mich unter freiem Himmel am wohlsten und bin der perfekte Begleiter für einen Spaziergang in der Natur: Meine großen Räder rollen auf jedem Untergrund und meine Trommel- und Feststellbremse geben zusätzliche Sicherheit.



Optionale Kippsicherung
schützt dich vor dem
Zurückkippen.

**Rahmenfarben
Gr. 1**



**Rahmenfarben
Gr. 2**



**Rahmenfarben
Gr. 3+4**





Daten	Gr. 1	Gr. 2	Gr. 3	Gr. 4
Griffhöhe	34 - 58 cm	51 - 75 cm	68 - 94 cm	87 - 113 cm
Höhe Unterarmstützen	46 - 64 cm	63 - 87 cm	79 - 103 cm	98 - 124 cm
Griffabstand	22 - 36 cm	30 - 44 cm	38 - 52 cm	43 - 57 cm
Sitzhöhe	33 cm	45 cm	60 cm	70 cm
Breite Gesamt	56 cm	66 cm	73 cm	80 cm
Länge Gesamt	66 cm	75 cm	82 cm	92 cm
Rahmenhöhe (gefaltet)	25 cm	32 cm	34 cm	37 cm
Transportmaß (L x B x H)	66 x 56 x 25 cm	75 x 66 x 32 cm	82 x 73 x 34 cm	92 x 80 x 37 cm
max. Belastung	30 kg	50 kg	70 kg	100 kg
Gewicht	7,1kg	8,3kg	9,8kg	10,2kg
HMV-Nr.	10.46.02.3052			

neu

Wusstest du, dass ich einer von wenigen Gehtrainern bin, der eine Outdoor-Zulassung hat? Mit größeren und breiteren Rädern und einer Trommel- und Feststellbremse bin ich für große Abenteuer im Freien gewappnet. Spitzenmäßig!



Weitere Infos zum Zubehör findest du in der Preisliste.



Scanne diesen QR-Code und schau dir direkt auf unserer Homepage Videos zum Produkt an.

